






Модельный ряд продукции SCHWIND

	Анализатор волнового фронта роговицы [CWA]	Анализатор волнового фронта глаза [OWA]	SCHWIND SIRIUS [Анализатор с шаймпфлюг-камерой]	Комбинированный анализатор волнового фронта [OWA + SCHWIND SIRIUS]	Комбинированный анализатор волнового фронта [CWA + OWA]
					
Шаймпфлюг-камера			●	●	
Топография	●		●	●	●
Волновой фронт роговицы	●		●	●	●
Волновой фронт глаза		●		●	●
Сравнение волновых фронтов глаза и роговицы				●	●
Проверка кератоконуса	●		●	●	●
Пахиметрия			●	●	●
Пупиллометрия	●	●	●	●	
Исследование заднего сегмента роговицы			●	●	
Показатели кератометрии	●	●	●	●	●
Подключение к статическому контролю циклоторсии (SCC)	●	● ¹	●	●	●
Аккомодация		●		●	●
Функция интраокулярной линзы (IOL)			●	●	
Функция CL	●		●	●	●
Экспорт данных на лазерную систему SCHWIND AMARIS	●	●	●	●	●
Функция печати через WLAN	●	●	●	●	●

¹ с регистрационной камерой